

2022



PRODUTOS

LINHA



ESTÉRIL

MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

REV 09/09/22



MASSAR®

LANÇAMENTO

INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO

Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio.

Mais segurança e durabilidade para a esterilização de instrumentais.

- USO ÚNICO
- NÃO ESTÉRIL
- PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR
- COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO

40g

BASIC

0,40X0,40m
0,50X0,50m
0,60X0,60m
0,80X0,80m
1,00X1,00m
1,20X1,20m

50g

STANDARD

0,40X0,40m
0,50X0,50m
0,60X0,60m
0,80X0,80m
1,00X1,00m
1,20X1,20m
1,40X1,40m
1,60X1,60m

60g

PREMIUM

0,40X0,40m
0,50X0,50m
0,60X0,60m
0,80X0,80m
1,00X1,00m
1,20X1,20m
1,40X1,40m
1,60X1,60m



FOTOS ILUSTRATIVAS

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF: 49608/SP

ISENTA DE REGISTRO ANVISA CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRURGIA USO GERAL UNIVERSAL ESTÉRIL

INDICAÇÃO:

O Kit Cirurgia Uso Geral Universal Estéril Massar, é indicado como um campo cirúrgico isolante para proteção de pacientes e da mesa, de modo que previne transferências de agentes infecciosos em procedimentos cirúrgicos. A utilização do campo impede a passagem de qualquer tipo de fluido enquanto os profissionais realizam o procedimento cirúrgico e manipulam os instrumentos cirúrgicos na mesa como forma de assepsia e barreira microbiológica entre área estéreis e não estéreis.

KIT PREMIUM

Contém:


1 Campo Superior - 2,60x1,60 m

1 Campo Inferior - 2,00x1,60 m

2 Campos Laterais - 1,60x1,00 m

1 Cobertura Mesa Instrumental - 2,00x1,20 m

- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
- 100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO



MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850031

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRURGIA USO GERAL UNIVERSAL ESTÉRIL

INDICAÇÃO:

O Kit Cirurgia Uso Geral Universal Estéril Massar, é indicado como um campo cirúrgico isolante para proteção de pacientes e da mesa, de modo que previne transferências de agentes infecciosos em procedimentos cirúrgicos. A utilização do campo impede a passagem de qualquer tipo de fluido enquanto os profissionais realizam o procedimento cirúrgico e manipulam os instrumentos cirúrgicos na mesa como forma de assepsia e barreira microbiológica entre área estéreis e não estéreis.

KIT STANDARD

Contém:


1 Campo Superior - 2,30x1,20 m

1 Campo Inferior - 1,60x2,00 m

2 Campos Laterais - 1,20x1,00 m

1 Cobertura Mesa Instrumental - 1,30x1,80 m

- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
- 100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO



MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil
Tel. +55 (11) 2638-1020

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850031

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

AVENTAL CIRÚRGICO SMS ESTÉRIL

INDICAÇÃO:

Tem como objetivo a proteção do profissional, evitando contaminação cruzada em ambientes estéreis, impedindo a passagem de quaisquer fluido durante todo o procedimento formando uma barreira até quando manipulados os instrumentos, como forma de assepsia e barreira microbiológica entre as áreas.

PUNHO EM MALHA



- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- 100% POLIPROPILENO
- VELCRO E TIRAS AJUSTÁVEIS
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO

TAMANHO:

STANDARD OU REFORÇADO

- P:** 120 x 120 cm
- M:** 120 x 130 cm
- G:** 140 x 140 cm
- GG:** 140 x 180 cm

REGISTRO ANVISA: 82054850017

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF: 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

CAMPOS CIRÚRGICOS SMS ESTÉRIL

INDICAÇÃO

Indicado para proteger tanto o paciente quanto o profissional da saúde, de qualquer tipo cruzamento de contaminação. Controla a propagação dos fluidos corporais devido o polipropileno ter uma boa absorção.

- 1 - CAMPO CIRÚRGICO SMS ESTÉRIL
- 2 - CAMPO CIRÚRGICO SMS ESTÉRIL COM FENESTRA
- 3 - CAMPO CIRÚRGICO SMS ESTÉRIL + ADESIVO
- 4 - CAMPO CIRÚRGICO SMS ESTÉRIL E ADESIVO + REFORÇO
- 5 - CAMPO CIRÚRGICO SMS ESTÉRIL COM FITA ADESIVA
- 6 - CAMPO CIRÚRGICO SMS ESTÉRIL COM FITA ADESIVA + REFORÇO
- 7 - CAMPO CIRÚRGICO SMS ESTÉRIL MESA AUXILIAR REFORÇO TOTAL

COMPOSIÇÃO

- 100% POLIPROPILENO / POLIETILENO

COR

- AZUL

TODOS OS TAMANHOS

CONSULTE AS MEDIDAS

ILUSTRAÇÃO




1



2



3



4



5



6



7

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF: 49608/SP

REGISTRO ANVISA: 82054850032



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO FOLHA DUPLA

DESCRIÇÃO

Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados à vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio, o invólucro de folha dupla otimiza o trabalho do profissional no setor de CME.

COMPOSIÇÃO

- NÃO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO

TAMANHO

BASIC 40G

- 60X60 CM
- 75X75 CM
- 80X80 CM
- 100X100 CM

STANDARD 50G


- 60X60 CM
- 75X75 CM
- 80X80 CM
- 100X100 CM
- 120X120 CM

PREMIUM 60G

- 60X60 CM
- 75X75 CM
- 80X80 CM
- 100X100 CM
- 120X120 CM

COR

- AZUL



MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP

ISENTA DE REGISTRO ANVISA CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA

IMAGEM ILUSTRATIVA



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

CAMPO CIRÚRGICO SMS ESTÉRIL MESA AUXILIAR REFORÇO TOTAL

INDICAÇÃO

indicado para obter um superfície impermeável, é um produto totalmente reforçado, impedindo e proporcionando uma região isolada, evitando contaminação com líquidos corpóreos, devido ter uma alta capacidade absorvente.

- *Elimina ruídos e atritos entre o instrumental e a mesa*
- *Resistente a furos e rasgos*
- *Antialérgico e atóxico*
- *Dobras cirúrgica para facilitar ao revestir a mesa*
- *Embalado individualmente em papel grau cirúrgico*



REGISTRO ANVISA: 82054850032

COMPOSIÇÃO

- **CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL**

TAMANHO

- **180X140 CM** • **220X140 CM**
- **200X140 CM** • **230X140 CM**
- **240X140 CM**

COR

- **AZUL**

GRAMATURA

- **45g/m²**

REFORÇO TOTAL



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL ARTROSCOPIA




DESCRIÇÃO

O Kit Cirúrgico Estéril Artroscopia foi desenvolvido para ajudar os profissionais que realizam as operações de joelho, sendo essencial para proporcionar o tratamento eficaz, trazendo itens fundamentais neste processo.

Contém:

- 1 Und - Campo Cirúrgico - SMS
- 1 Und - Bolsa Coletora de Fluidos
- 1 Und - Bota Impermeável
- 2 Und - Fita Hipoalergênica
- 1 Und - Mesa Impermeável e Absorvente
- 1 Und - Campo Cirúrgico em U

- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
- ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
- DOBRAS ASSÉPTICAS
- 100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO E VISCOSE.



**KIT EMBALADO EM CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL
ABSORVENTE COM REFORÇO TOTAL**

**REFORÇO
TOTAL**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850040

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL CESÁREA


DESCRIÇÃO

O Kit Cirúrgico Cesárea foi especialmente desenvolvido para fornecer os itens fundamentais às cirurgias de cesariana, contra derramamento de líquido e secreções em geral evitando possíveis contaminações. As peças que compõe o kit possuem as características necessárias para permitir a assepsia e o isolamento do sítio cirúrgico e para proteger as demais partes do corpo que não farão parte da cirurgia com conforto e segurança

Contém:

- 1 Und - Campo Cirúrgico - SMS
- 1 Und - Mesa Impermeável e Absorvente
- 2 Und - Manta para RN

- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
- ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
- DOBRAS ASSÉPTICAS
- 100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO E VISCOSE.



**KIT EMBALADO EM CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL
ABSORVENTE COM REFORÇO TOTAL**

**REFORÇO
TOTAL**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.
CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113
Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil
Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324
E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br
Registro Anvisa: 82054850037
Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL G.U.P.

DESCRIÇÃO

O Kit G.U.P foi desenvolvido especificamente para cirurgias ginecológicas, proctológicas e urológicas. Dentro desse kit temos campos específicos, promovendo um maior conforto e maleabilidade no processo cirúrgico.

Contém:

- 1 Und - Campo Superior - SMS
- 1 Und - Bolsa Coletora de Fluidos
- 2 Und - Perneiras Impermeáveis e Absorventes
- 2 Und - Fita Hipoalergênica
- 1 Und - Mesa Impermeável e Absorvente

- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
- ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
- DOBRAS ASSÉPTICAS
- 100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO.



**KIT EMBALADO EM CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL
ABSORVENTE COM REFORÇO TOTAL**

**REFORÇO
TOTAL**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.
CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113
Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil
Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324
E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br
Registro Anvisa: 82054850039
Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

CAMPO IMPERMEÁVEL MESA DE MAYO

INDICAÇÃO:

O Campo Impermeável para Mesa de Mayo Cirúrgica Estéril garante a impermeabilidade de líquidos ou fluidos corporais (sangue e outros). Prática e higiênica, o uso do campo impermeável para Mesa de Mayo é indispensável para que os instrumentos utilizados durante os procedimentos hospitalares se mantenham íntegros e protegidos contra propagação de bactérias e vírus.

COMPOSIÇÃO

- **CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO
100% ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL**

TAMANHO

- **60x140 cm**
- **50x130 cm**

COR

- **AZUL**

***COM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



REFORÇO



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARTO

DESCRIÇÃO

O Kit Cirúrgico Estéril Parto é um conjunto de campos cirúrgicos estéreis de característica obstétrica, além de composição atóxica, hipoalergênica e isenta de látex, possuindo disposição em tamanhos variados e pronta utilização, além de contar adicionalmente com manta para recém-nascido.

Contém:

- 1 Und - Campo Superior - SMS
- 1 Und - Bolsa Coletora de Fluidos
- 2 Und - Perneiras Impermeáveis e Absorventes
- 2 Und - Fita Hipoalergênica
- 1 Und - Mesa Impermeável e Absorvente
- 2 Und - Manta de RN

- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
- ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
- DOBRAS ASSÉPTICAS
- 100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO E VISCOSE.

**KIT EMBALADO EM CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL
ABSORVENTE COM REFORÇO TOTAL**

**REFORÇO
TOTAL**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850041

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL QUADRIL

DESCRIÇÃO

Os campos cirúrgicos deste kit foram projetados para serem utilizados em procedimentos apropriados com as devidas fenestras facilitando o acesso e garantindo um melhor acesso ao quadril durante o procedimento.

Contém:

- 1 Und - Campo Cirúrgico - SMS
- 1 Und - Bota Impermeável
- 2 Und - Fita Hipoalergênica
- 1 Und - Mesa Impermeável e Absorvente
- 1 Und - Campo Cirúrgico em U

- **USO ÚNICO**
- **USO CIRÚRGICO**
- **ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO**
- **ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO**
- **DOBRAS ASSÉPTICAS**
- **100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO.**

**KIT EMBALADO EM CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL
ABSORVENTE COM REFORÇO TOTAL**

**REFORÇO
TOTAL**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850040

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

LIXA CIRÚRGICA ESTÉRIL

INDICAÇÃO:

A Lixa Cirúrgica foi desenvolvida para a limpeza e remoção de tecidos sem danificar os instrumentos cirúrgicos, esses tecidos ficam fixados na ponta dos instrumentos impossibilitando seu uso, até que haja a remoção, permitido assim uma nova utilização.

COMPOSIÇÃO

- ESPUMA MACIA ALTA DENSIDADE
- 100% POLIETILENO
- FITA ADESIVA DUPLA FACE ATÓXICA.

TAMANHO


- 6 x 2,5 cm

COR

- PRETA

***COM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.
CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113
Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil
Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324
E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br
Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP





MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

FORRO PARA CAIXA INSTRUMENTAL

DESCRIÇÃO

O Forro para caixa instrumental é um produto com baixo desprendimento de partículas, utilizado para acomodar os instrumentos cirúrgicos nas bandejas ou caixas que irão para esterilização ou apenas para absorver os fluidos dos instrumentos. Tem um alto teor de absorção, mantendo assim os instrumentos sempre secos.

COMPOSIÇÃO

- CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO
EXTRA ABSORVENTE VISCOSE E POLIÉSTER.

TAMANHO

- 40X50 CM
- 50X65 CM
- 100X100 CM
- 150X180 CM

COR

- BRANCA

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.
CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113
Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil
Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324
E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br
Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



IMAGENS ILUSTRATIVAS



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL CABEÇA E PESCOÇO

DESCRIÇÃO

O Kit cirúrgico cabeça e pescoço MASSAR, foi desenvolvido para isolar, cobrir e manter a assepsia do sítio cirúrgico, protegendo as partes do corpo que não farão parte da cirurgia, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o cirurgião. Seus campos possuem uma alta resistência e absorção de fluidos, proporcionando um maior conforto durante o procedimento.

Contém:

- 1 Und - Campo Superior - SMS
- 2 Und - Fita Hipoalergênicas
- 1 Und - Mesa Impermeável e Absorvente
- 1 Und - Campo Cirúrgico em U

- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
- ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
- DOBRAS ASSÉPTICAS
- 100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO.

**KIT EMBALADO EM CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL
ABSORVENTE COM REFORÇO TOTAL**

**REFORÇO
TOTAL**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850034

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL HEMODINÂMICA BRAQUIAL E FEMORAL

DESCRIÇÃO

O Kit Hemodinâmica foi desenvolvido especialmente para uso durante o procedimento de angiografia femoral, cobrindo o corpo todo do paciente (direita/esquerda). Por ser um kit hemodinâmico específico contém três janelas incisional, que devem ser posicionadas corretamente sobre o local a ser realizado a cirurgia, fixadas com as fitas adesivas, dando mais segurança no procedimento.


Contém:

1 Und - Campo em SMS com Reforço Absorvente e 3 Fenestras

1 Und - Mesa Impermeável e Absorvente

- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
- ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
- DOBRAS ASSÉPTICAS
- 100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO.

**KIT EMBALADO EM CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL
ABSORVENTE COM REFORÇO TOTAL**



MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850031

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL HEMODINÂMICA FEMORAL

DESCRIÇÃO

O Kit Hemodinâmica foi desenvolvido especialmente para uso durante o procedimento de angiografia femoral, cobrindo o corpo todo do paciente (direita/esquerda). Por ser um kit hemodinâmico específico contem duas janelas incisional, que devem ser posicionadas corretamente sobre o local a ser realizado a cirurgia, fixadas com as fitas adesivas, dando mais segurança no procedimento.


Contém:

1 Und - Campo em SMS com Reforço Absorvente e 2 Janelas

1 Und - Mesa Impermeável e Absorvente

- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
- ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
- DOBRAS ASSÉPTICAS
- 100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO.

**KIT EMBALADO EM CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL
ABSORVENTE COM REFORÇO TOTAL**



MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850031

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL VARIZES

DESCRIÇÃO

O Kit Cirúrgico Varizes Massar foi desenvolvido, afim de proporcionar uma melhora no estado de saúde do paciente, com seu tecido de SMS 100% polipropileno, sua janela em U proporcionando uma segurança e uma barreira protetora para ambos. As varizes são veias dilatadas e tortuosas, que não desempenham bem o papel de retorno do sangue das pernas. Isso pode causar uma trombose venosa profunda, as varizes devem ser tratadas, afinal é uma doença que só evolui.

Contém:

1 Und - Campo SMS Superior

1 Und - Campo SMS Cirúrgico em U

1 Und - Mesa Impermeável e Absorvente

- USO ÚNICO
- USO CIRÚRGICO
- ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
- ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
- DOBRAS ASSÉPTICAS
- 100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO.

**KIT EMBALADO EM CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL
ABSORVENTE COM REFORÇO TOTAL**

**REFORÇO
TOTAL**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850031

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL OFTÁLMICO

DESCRIÇÃO

Kit Cirúrgico Oftálmico Massar, foi desenvolvido para procedimentos de oftalmologia, visando a proteção do paciente e equipe médica em geral. Com sua cobertura estéril e tamanhos específicos do campo e da janela adesivada, promove um conforto, mobilidade, alta resistência a rasgos e fricção, dando uma segurança maior no momento da cirurgia.


Contém:

1 Und - Campo Fenestrado

1 Und - Bolsa Coletora de Fluidos

- **USO ÚNICO**
- **USO CIRÚRGICO**
- **ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO**
- **ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO**
- **DOBRAS ASSÉPTICAS**
- **100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO.**

IMAGEM ILUSTRATIVA



**KIT EMBALADO EM INVÓLUCRO E
ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO.**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850035

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP



MASSAR®

Saúde é cuidar de você.


KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL OFTÁLMICO

DESCRIÇÃO

Kit Cirúrgico Oftálmico Massar, foi desenvolvido para procedimentos de oftalmologia, visando a proteção do paciente e equipe médica em geral. Com sua cobertura estéril e tamanhos específicos do campo e da janela adesivada, promove um conforto, mobilidade, alta resistência a rasgos e fricção, dando uma segurança maior no momento da cirurgia.

Contém:

- 1 Und - Campo Fenestrado**
- 1 Und - Bolsa Coletora de Fluidos**
- 1 Und - Mesa de Mayo**



REFORÇO

- **USO ÚNICO**
- **USO CIRÚRGICO**
- **ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO**
- **ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO**
- **DOBRAS ASSÉPTICAS**
- **100% POLIPROPILENO, ÁREAS REFORÇADAS COM NÃO TECIDO LAMINADO.**

**KIT EMBALADO EM INVÓLUCRO E
ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO.**

MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA.

CNPJ 36.452.002/0001-69 - I.E. 128.595.524.113

Rua Natal, 981 - Vila Bertioga - CEP - 03186-030 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. +55 (11) 2638-1020 / (11) 2308-2324

E-mail: vendas@massar.com.br www.massar.com.br

Registro Anvisa: 82054850035

Responsável Técnico: Iman Mauro Ibrahim / CRF : 49608/SP